



JDENTAL CARE
just smile




MADE IN ITALY



Птеригойдный Имплантат

JD STEREGO[®]



Минимально инвазивное решение
в атрофированном дистальном отделе верхней челюсти.

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЙ ПОДХОД

Диаметр имплантата \varnothing 4 мм, с высотой аннодированной шейки 3,5 мм, способствует интеграции тканей на всех уровнях, даже если клиницисты решат оставить имплантат в трансмукозальном положении

Титан Grade 4
Его особая микроархитектура повышает первичную стабильность имплантата

Доступна постановка с помощью навигационной хирургии

Предназначен для достижения идеальной фиксации в крыловидной кости



\varnothing 4.0 мм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зубной имплантат JDPterygo доступен в диаметрах и длинах указанных в таблице:

ДИАМЕТР ИМПЛАНТАТА	АПИКАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР	ДЛИНА, ММ			
Ø 4.0	Ø 2.4	13	15	18	20



Соединение JDPterygo Ø 4 мм
совместимо с JDEvolution Plus+

Примечание: все измерения указаны в мм.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Имплантат с анодированной шейкой JDPterygo с винтом-заглушкой:

Ø 4,0

PT40130:	JDPterygo Ø4.0 Длина 13
PT40150:	JDPterygo Ø4.0 Длина 15
PT40180:	JDPterygo Ø4.0 Длина 18
PT40200:	JDPterygo Ø4.0 Длина 20



Сверла JDPterygo:

JDDRPT20	Сверло Ø2.0 JDPterygo
JDDRPT24	Сверло Ø2.4 JDPterygo
JDDR101	Сверло Ø2.8 JDPterygo
JDDRPT32	Сверло Ø3.2 JDPterygo



Навигационные сверла JDPterygo:

JDGD20-130	Навигационное сверло Ø2.0 Высота 13
JDGD24-130	Навигационное сверло Ø2.4 Высота 13
JDGD20-150	Навигационное сверло Ø2.0 Высота 15
JDGD24-150	Навигационное сверло Ø2.4 Высота 15
JDGD20-180	Навигационное сверло Ø2.0 Высота 18
JDGD24-180	Навигационное сверло Ø2.4 Высота 18
JDGD20-200	Навигационное сверло Ø2.0 Высота 20
JDGD24-200	Навигационное сверло Ø2.4 Высота 20



Имплантоводы и отвертки:

JDID100	Имплантовод JD – JDPterygo
EVSDPF60:	Отвертка шестигранная 1.27 JDTorque 60 мм JDEvolution Plus+



Хирургический набор JDPterygo:

JDKIT01	Хирургический набор JD – Набор сверел JDPterygo Kit
JDKIT02	Набор навигационных сверел JDGuided Extra Kit

Ортопедические решения:

Соединение JDPterygo Ø 4.0 совместимо с JDEvolution Plus+

Примечание: все ортопедические компоненты на абатментах Мульти-юнит такие же, как и в линейке имплантатов JDZygotra



JDENTAL CARE

jdentalcare.com



MADE IN ITALY

JDentalCare srl

Via Dino Campana 2,
41123 Modena



Санкт-Петербург, ул.Седова 11к2
zakaz@vilanadent.ru
8(812)336-60-16
8(981)779-13-80
vilanadent.ru

