

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ VITA

Карта форм






Для лучших зубных протезов: Естественные, надежные, в разных вариантах.



Верхняя челюсть-передние зубы





лопатообразный




треугольный



прямоуголь-
ный







квадратный



Нижняя челюсть-передние зубы



VITA MFT Передние зубы	ВЧ/№  mm	040 40,0	044 43,9	049 49,2	T41 40,5	T43 43,3	T46 46,1	T49 48,8	R42 42,1	R45 44,5	R47 46,6	S47 46,8	S50 49,7
	НЧ/№  mm	L33 32,6	L34 34,0	L40 39,5	L33 32,6	L34 34,0	L37 36,8	L40 39,5	L34 34,0	L37 36,8	L37 36,8	L40 39,5	L40 39,5
VITA MFT Боковые зубы	ВЧ/№  mm	PU29 28,8	PU29 28,8	PU33 33,0	PU29 28,8	PU31 30,6	PU31 30,6	PU33 33,0	PU29 28,8	PU31 30,6	PU33 33,0	PU33 33,0	PU33 33,0
	НЧ/№  mm	PL29 29,6	PL29 29,6	PL33 33,6	PL29 29,6	PL31 31,1	PL31 31,1	PL33 33,6	PL29 29,6	PL31 31,1	PL33 33,6	PL33 33,6	PL33 33,6

Данные в комбинированной таблице являются общепринятыми ориентировочными значениями, которые могут изменяться в зависимости от индивидуальной ситуации пациента. *длинные (047 и L37 с удлиненной шейкой)

Боковые зубы


PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



Санкт-Петербург ул.Седова 11к2
zakaz@vilanadent.ru
8(812)336-60-16
8(981)779-13-80
vilanadent.ru